

ACADEMIA



**Вашият надежден партньор
за хроматографски консумативи**

ACM2

ACM2 ЕООД
бул. Черни връх № 152, 1407 София (България)
Тел. +359 2 8592103 Факс +359 2 9582818
E-mail: salesorders@acm2.com

**thermo
scientific**

Authorized Distributor

Подбор на хроматографски консумативи за сегмент „Академична сфера“

Не всеки хроматографист има нужда от едно и също шишенце & капачка или от един и същ контейнер за обработка на пробата. Показаният тук подбор, представлява най-използваните и полезни продукти за аутосемплер за този сегмент от бизнеса.

- Шишенца с къс нарез & капачки
- Шишенца с подвито гърло „Crimp“ & капачки
- Шишенца & капачки за Headspace
- Инструменти за затваряне на капачки
- Поставки за шишенца

Подборът е направен от експерти, с цел да отговори на специалните изисквания на този сегмент и свързаните предизвикателства на пробите и молекулите, които трябва да бъдат анализирани. Селекцията може да не е пълна, но представлява 90% от основните продукти.

Шишенца с подвито гърло „crimp“ ND11



AA09-0476

1.5мл шишенце с подвито гърло, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор етикет и очертания за пълнене



AA09-0477

1.5мл шишенце с подвито гърло, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене

Алуминиеви „Crimp“ уплътнения ND11



AA03-0209

11мм комбинирано уплътнение: Алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор; Септа: естествен каучук червено-оранжева/TEF прозрачна, Твърдост по Шор - 60° А, 1.0мм



AA03-1875

11мм комбинирано уплътнение: Алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор; Септа: каучук червена/PTFE бежова, Твърдост по Шор - 45° А, 1.0мм



AA03-0247

UltraClean затваряне: 11мм алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор; Септа: силиконова бяла/PTFE червена, Твърдост по Шор - 45° А, 1.3мм

Шишенца с къс нарез ND9



AA09-0519

1.5мл шишенце с къс нарез, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене



AA09-0520


1.5мл шишенце с къс нарез, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене



AA09-2746

1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване

Полипропиленови капачки на винт с къса резба ND9



ZP15-1819

9мм комбинирано уплътнение:
Полипропиленова синя капачка с къса резба, 6 мм централен отвор; Септа: Червена каучукова/PTFE бежова, Твърдост по Шор - 45° A, 1.0мм



ZP15-0838

UltraClean затваряне: 9мм полипропиленова синя капачка с къса резба, централен отвор; Септа: бяла силиконова/PTFE червена, Твърдост по Шор - 55° A, 1.0мм



ZP15-0869

9мм комбинирано уплътнение:
Полипропиленова синя капачка с къса резба, централен отвор; Септа: Бяла силиконова/PTFE синя, с процеп, Твърдост по Шор - 55° A, 1.0 мм

Инструменти за затваряне на капачки и поставки за шишенца



AA06-0006

Инструмент за кримпване/затваряне на 11 мм алуминиеви капачки



BZ06-0008

Инструмент за кримпване/затваряне на 20 мм алуминиеви капачки



AB21-2187

Полипропиленова поставка за шишета, (200x105x17mm), за 1.5ml шишенца, 50 кухини, синя

Шишенца с подвито гърло „Crimp“ за Headspace и алуминиеви „Crimp“ уплътнения ND20



VZ09-0873

20мл шишенце за Headspace, 75.5x22.5мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, DIN „crimp“ гърло, дълга шия, заоблено дъно



VZ03-0142

UltraClean затваряне: 20мм алуминиева капачка, централен отвор; Септа: Силикон прозрачно синя/PTFE бяла, Твърдост по Шор - 45° A, 3.0мм



VZ03-0901

20мм комбинирано уплътнение: Алуминиева Crimp капачка, централен отвор; Септа: Силикон бяла/PTFE бежова, Твърдост по Шор 45° A, 3.2мм

Шишенца за Headspace с прецизен нарез и магнитни капачки на винт ND18



AN09-1307

20мл шишенце за Headspace с прецизен нарез, 75.5x22.5мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, заоблено дъно (за MAGNETIC винтови капачки)



AN03-1309

UltraClean затваряне: 18мм магнитна универсална винтова капачка, сребърна, централен отвор; Септа: Силиконова прозрачна синя / PTFE бяла, Твърдост по Шор: 45° A, 1.3мм

АСМ2



**Вашият надежден партньор
за хроматографски консумативи**

АСМ2 ЕООД
бул. Черни връх № 152, 1407 София (България)
Тел. +359 2 8592103 Факс +359 2 9582818
E-mail: salesorders@acm2.com

**thermo
scientific**

Authorized Distributor