



ENVIRONMENTAL

**Вашият надежден партньор
за хроматографски консумативи**

АСМ2

АСМ2 ЕООД
бул. Черни връх № 152, 1407 София (България)
Тел. +359 2 8592103 Факс +359 2 9582818
E-mail: salesorders@acm2.com

thermo
scientific

Authorized Distributor

Подбор на хроматографски консумативи за сегмент „Околна среда“

Не всеки хроматографист има нужда от едно и също шишенце & капачка или от един и същ контейнер за обработка на пробата. Показаният тук подбор, представлява най-използваните и полезни продукти за аутосемплер за този сегмент от бизнеса.

- Сертифицирани комплекти
- Шишенца с нарез и шишенца с подвито гърло „Crimp“ & капачки за тях
- Пластмасови шишенца и шишенца за микрообемни
- Шишенца & капачки за Headspace
- Инструменти за затваряне на капачки
- Поставки за шишенца

Подборът е направен от експерти, с цел да отговори на специалните изисквания на този сегмент и свързаните предизвикателства на пробите и молекулите, които трябва да бъдат анализирани. Селекцията може да не е пълна, но представлява 90% от основните продукти.

Сертифицирани комплекти за LC/MS-GC/MS и HPLC/GC



AA40-2556

Сертифициран HPLC/GC комплект шишенца и уплътнения:
1.5мл шишенце с къс нарез, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, етикет;
UltraClean затваряне:
9 мм PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова бяла / PTFE червена,
Твърдост по Шор - 55° A, 1,0 мм

AA40-2557

Сертифициран HPLC/GC комплект шишенца и уплътнения:
1.5мл шишенце с къс нарез, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, етикет;
UltraClean затваряне:
9 мм PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова бяла / PTFE червена,
Твърдост по Шор - 55° A, 1,0 мм

AA40-3196

Сертифициран LC/MS и GC/MS комплект:
1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32 x 11.6 мм, прозрачно стъкло, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване;
Уплътнение с ултрависока производителност:
PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова тъмносиня-полупрозрачна / PTFE натурална, Твърдост по Шор 35° A, 1.0 мм

AA40-3197

Сертифициран LC/MS и GC/MS комплект:
1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване;
Уплътнение с ултрависока производителност:
PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова тъмносиня-полупрозрачна / PTFE натурална, Твърдост по Шор 35° A, 1.0 мм

Шишенца с къс нарез ND9



AA09-0519

1.5мл шишенце с къс нарез, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене



AA09-0520

1.5мл шишенце с къс нарез, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене



AA09-2746

1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване

Шишенца за микробеми ND9



AA09-2357

Шишенце с къс нарез, с вградена микро-вложка, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, вложка „Свързана с дъното“



AA09-2656

Шишенце с къс нарез, с вградена микро-вложка, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, вложка „Свързана с дъното“



AA09-0620

1.1мл, микролитърно шишенце с къс нарез ND9, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I

Пластмасови шишенца ND9



AA19-1205

1.5мл полипропиленово шишенце с къс нарез, прозрачно, очертания за пълнене, 32x11.6мм, леко вдлъбнато дъно



AA19-1706


0.7мл полипропиленово микро шишенце с къс нарез, прозрачно, 32x11.6мм



AA19-0932

0.3мл полипропиленово микро шишенце с къс нарез, прозрачно, 32x11.6мм

Полипропиленови капачки на винт с къса резба ND9



ZP15-1819

9мм комбинирано уплътнение:
Полипропиленова синя капачка с къса резба, 6 мм централен отвор; Септа: Червена каучукова/PTFE бежова, Твърдост по Шор - 45° А, 1.0мм



ZP15-0838

UltraClean затваряне: 9мм полипропиленова синя капачка с къса резба, централен отвор; Септа: бяла силиконова/PTFE червена, Твърдост по Шор - 55° А, 1.0мм



ZP15-0869

9мм комбинирано уплътнение:
Полипропиленова синя капачка с къса резба, централен отвор; Септа: Бяла силиконова/PTFE синя, с процеп, Твърдост по Шор - 55° А, 1.0 мм

Шишенца с подвито гърло „Crimp“ ND11



AA09-0476

1.5мл шишенце с подвито гърло, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор етикет и очертавания за пълнене



AA09-0477

1.5мл шишенце с подвито гърло, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертавания за пълнене

Алуминиеви „Crimp“ уплътнения ND11



AA03-0209

11мм комбинирано уплътнение: Алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор; Септа: естествен каучук червено-оранжева/TEF прозрачна, Твърдост по Шор - 60° А, 1.0мм



AA03-1875

11мм комбинирано уплътнение: Алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор; Септа: каучук червена/PTFE бежова, Твърдост по Шор - 45° А, 1.0мм



AA03-0247

UltraClean затваряне: 11мм алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор; Септа: силиконова бяла/PTFE червена, Твърдост по Шор - 45° А, 1.3мм

Шишенца с подвито гърло „Crimp“ за Headspace и алуминиеви „Crimp“ уплътнения ND20



BZ09-0873

20мл шишенце за Headspace, 75.5x22.5мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, DIN „crimp“ гърло, дълга шия, заоблено дъно



BZ03-0142

UltraClean затваряне: 20мм алуминиева капачка, централен отвор; Септа: Силикон прозрачно синя/PTFE бяла, Твърдост по Шор - 45° A, 3.0mm



BZ03-0901

20мм комбинирано уплътнение: Алуминиева Crimp капачка, централен отвор; Септа: Силикон бяла/PTFE бежова, Твърдост по Шор 45° A, 3.2mm

Шишенца за Headspace с прецизен нарез и магнитни капачки на винт ND18



AN09-1307

20мл шишенце за Headspace с прецизен нарез, 75.5x22.5мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, заоблено дъно (за MAGNETIC винтови капачки)



AN03-1309

UltraClean затваряне: 18мм магнитна универсална винтова капачка, сребърна, централен отвор; Септа: Силиконова прозрачна синя / PTFE бяла, Твърдост по Шор: 45° A, 1.3mm

(ЕРА) Шишенца с нарез и полипропиленови уплътнения на винт ND24



BD09-0589

20 мл ЕРА шишенце с нарез,
57 x 27.5 мм, прозрачно
стъкло, хидролитичен клас I



BD09-0402

40 мл ЕРА шишенце с нарез,
95 x 27.5 мм, прозрачно
стъкло, хидролитичен клас I



BD15-1163

24мм комбинирано
уплътнение: РР капачка на
винт, бяла, централен отвор;
Септа: силиконова бяла/
PTFE бежова, Твърдост по
Шор: 45° А, 3.2mm, ЕРА-
качество

Инструменти за отваряне и затваряне на капачки



AA06-0006

Инструмент за
затваряне на 11 мм
алуминиеви капачки



AA07-0002

Инструмент за
отваряне на 11 мм
алуминиеви капачки



BZ06-0008


Инструмент за
затваряне на 20 мм
алуминиеви капачки



BZ07-0004

Инструмент за
отваряне на 20 мм
алуминиеви капачки

Полипропиленови кутии за съхранение и поставки за шишенца



AB21-2420


Полипропиленова кутия за съхранение на 1.5ml
(1.8ml, 2ml) шишенца или 2ml патронни
шишенца, синя, с капак (130x130x45mm), 81
кухини с буквено-цифрово кодиране на всички 4
полета, както и кухините в долната част



AB21-2187

Полипропиленова поставка за шишенца,
(200x105x17mm), за 1.5ml шишенца, 50 кухини,
синя

АСМ2



Вашият надежден партньор
за хроматографски консумативи

АСМ2 ЕООД
бул. Черни връх № 152, 1407 София (България)
Тел. +359 2 8592103 Факс +359 2 9582818
E-mail: salesorders@acm2.com

thermo
scientific

Authorized Distributor