


**PHARMA &
BIOPHARMA**



Вашият надежден партньор

за хроматографски консумативи

ACM2

ACM2 ЕООД
бул. Черни връх № 152, 1407 София (България)
Тел. +359 2 8592103 Факс +359 2 9582818
E-mail: salesorders@acm2.com

**thermo
scientific**

Authorized Distributor

Подбор на хроматографски консумативи за сегмент „Фармация и биофармация“

Не всеки хроматографист има нужда от едно и също шишенце & капачка или от един и същ контейнер за обработка на пробата. Показаният тук подбор, представлява най-използваните и полезни продукти за аутосемплер за този сегмент от бизнеса.

- Сертифицирани комплекти
- Шишенца с нарез, шишенца с подвито гърло „Crimp“ и шишенца със затварящ пръстен „Snap Ring“ & капачки за тях
- Пластмасови шишенца и шишенца за микробеми
- Ямкови плаки и уплътнителни подложки
- Кутии за съхранение и поставки за шишенца

Подборът е направен от експерти, с цел да отговори на специалните изисквания на този сегмент и свързаните предизвикателства на пробите и молекулите, които трябва да бъдат анализирани. Селекцията може да не е пълна, но представлява 90% от основните продукти.

Сертифицирани комплекти за LC/MS-GC/MS и HPLC/GC



AA40-2556

Сертифициран HPLC/GC комплект шишенца и уплътнения:
1.5мл шишенце с къс нарез, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, етикет;
UltraClean затваряне:
9 мм PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова бяла / PTFE червена,
Твърдост по Шор - 55° A, 1,0 мм

AA40-2557

Сертифициран HPLC/GC комплект шишенца и уплътнения:
1.5мл шишенце с къс нарез, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, етикет;
UltraClean затваряне:
9 мм PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова бяла / PTFE червена,
Твърдост по Шор - 55° A, 1,0 мм

AA40-3196

Сертифициран LC/MS и GC/MS комплект:
1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32 x 11.6 мм, прозрачно стъкло, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване;
Уплътнение с ултрависока производителност:
PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова тъмносиня-полупрозрачна / PTFE натурална, Твърдост по Шор 35° A, 1.0 мм

AA40-3197

Сертифициран LC/MS и GC/MS комплект:
1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване;
Уплътнение с ултрависока производителност:
PP капачка с къса резба, синя, централен отвор;
Септа: Силиконова тъмносиня-полупрозрачна / PTFE натурална, Твърдост по Шор 35° A, 1.0 мм

Шишенца с къс нарез ND9



AA09-0519

1.5мл шишенце с къс нарез, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене



AA09-0520

1.5мл шишенце с къс нарез, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет и очертания за пълнене



AA09-2746

1.5мл шишенце SureStop™ с къс нарез, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, с ограничител срещу пренавиване

Шишенца за микроорганизми ND9



AA09-2357

Шишенце с къс нарез, с вградена микро-вложка, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, вложка „Свързана с дъното“



AA09-2656

Шишенце с къс нарез, с вградена микро-вложка, 32x11.6мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, вложка „Свързана с дъното“



AA09-0620

1.1мл, микролитърно шишенце с къс нарез ND9, 32x11.6мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I

Пластмасови шишенца ND9



AA19-1205

1.5мл полипропиленово шишенце с къс нарез, прозрачно, очертания за пълнене, 32x11.6мм, леко вдлъбнато дъно



AA19-1706


0.7мл полипропиленово микро шишенце с къс нарез, прозрачно, 32x11.6мм



AA19-0932

0.3мл полипропиленово микро шишенце с къс нарез, прозрачно, 32x11.6мм

Полипропиленови капачки на винт с къса резба ND9



ZP15-1819

9мм комбинирано уплътнение:
Полипропиленова синя капачка с къса резба, 6 мм централен отвор; Септа: Червена каучукова/PTFE бежова, Твърдост по Шор - 45° А, 1.0мм



ZP15-0838

UltraClean затваряне: 9мм полипропиленова синя капачка с къса резба, централен отвор; Септа: бяла силиконова/PTFE червена, Твърдост по Шор - 55° А, 1.0мм



ZP15-0869

9мм комбинирано уплътнение:
Полипропиленова синя капачка с къса резба, централен отвор; Септа: Бяла силиконова/PTFE синя, с процеп, Твърдост по Шор - 55° А, 1.0 мм

Шишенца със затварящ пръстен „Snap Ring“ и уплътнения ND11



AA09-0644

1.5 мл шишенце със затварящ пръстен, 32 x 11.6 мм, прозрачно стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет + очертания за пълнене



AA09-0645

1.5 мл шишенце със затварящ пръстен, 32 x 11.6 мм, кехлибарено стъкло, хидролитичен клас I, широк отвор, етикет + очертания за пълнене

Полиетиленови капачки със затварящ пръстен „Snap Ring“ ND11



AA15-2107

11мм комбинирано уплътнение:
Полиетиленова капачка със затварящ пръстен, синя, с централен отвор;
Септа: червена каучукова/PTFE бежова
Твърдост по Шор - 45°А, 1.0мм



AA15-1151

UltraClean затваряне:
11mm полиетиленова капачка със затварящ пръстен, синя, с централен отвор;
Септа: силиконова бяла/PTFE червена,
Твърдост по Шор - 45°А, 1.3мм



AA15-1269

11 мм комбинирано уплътнение:
Полиетиленова капачка със затварящ пръстен, синя, с централен отвор;
Септа: силиконова бяла/PTFE синя
Твърдост по Шор - 55°А, 1.0мм, кръстосан прорез

Ямкови плаки и уплътнителни подложки



ZN05-2926

Дълбокоямкова микроплака, полипропиленова, 96 позиции, сертифицирана, височина 14.7мм, V-образна форма, 7мм диаметър, 220µl общ обем, (без покритие, нестерилна)



ZN05-2920

Дълбокоямкова микроплака, полипропиленова, 96 позиции, сертифицирана, височина 41.6мм, U –образна форма, 7мм диаметър, 1000µl общ обем, (без покритие, нестерилна)



ZN05-2921

Микроплака с квадратни ямки, поли-пропиленова, 96 позиции, сертифицирана, височина 44.4мм, V-образна форма, 7мм диаметър, 2000µl общ обем (без покритие, нестерилна)



ZN29-2949

Уплътнителна подложка, MicroMat CLR, прозрачен, силикон, за 96 позиционна дълбокоямкова микроплака, кръгли ямки - плоска основа, диаметър 7 мм



ZN29-2933

Уплътнителна подложка, синя, силикон/PTFE, за 96 позиционна дълбокоямкова микроплака, кръгли ямки, плоска основа, 7 мм диаметър (нестерилна)



ZN29-2939


Уплътнителна подложка, MicroMat CLR, прозрачна, силиконова за 96 позиционна микроплака с квадратни ямки (нестерилна)



ZN29-2938

Уплътнителна подложка, синя, силикон/PTFE, за 96 позиционна микроплака с квадратни ямки

Полипропиленови кутии за съхранение и доставки за шишенца



AV21-2420


Полипропиленова кутия за съхранение на 1.5ml (1.8ml, 2ml) шишенца или 2ml патронни шишенца, синя, с капак (130x130x45mm), 81 кухини с буквено-цифрово кодиране на всички 4 полета, както и кухините в долната част



AV21-2187

Полипропиленова поставка за шишета, (200x105x17mm), за 1.5ml шишенца, 50 кухини, синя

АСМ2



Вашият надежден партньор
за хроматографски консумативи

АСМ2 ЕООД
бул. Черни връх № 152, 1407 София (България)
Тел. +359 2 8592103 Факс +359 2 9582818
E-mail: salesorders@acm2.com

thermo
scientific

Authorized Distributor