

Компресор Precision Air

Въздушен компресор за газов хроматограф

Описание

Компресор Precision Air е създаден и разработен специално за да осигури насочен, напълно интегриран източник на компресиран въздух към газовите генератори Precision Nitrogen и Precision Zero Air. Поставени в рамките на един и същ компактен формован фактор като генераторите, модулът с Precision Air компресора може да бъде добавен към всички Precision-стекове, обикновено като основен модул, да ви предоставим цялостно самостоятелно газово-хроматографско решение, дори когато няма налично свързване.

Благодарение на уникалната система за монтиране на двукомпонентни компресори, компресорът Precision Air също така се отличава с нисък шум и вибрации, което го прави сравнително тих при работа в типична лаборатория.

Основни характеристики

- Снабдява с компресиран въздух Precision Nitrogen и Zero Air-генераторите;
- Една част може да захрани както N₂, така и ZA генераторите, когато са в стек;
- Система за монтаж на дуплекс компресор за намаляване на шума и вибрациите;
- Индикатори за сервиз и ремонт;
- 12 месеца гаранция.

Техническа спецификация	Въздушен компресор 110v	Въздушен компресор 230v
Скорост на потока	Подходяща за различни комбинации на Precision	
Максимално налягане	120 psi (8.27 bar)	
Отвори за газа	1x1/4" BSPP	
Работна температура	5°C - 35°C / 41°F - 95°F	
Изисквания към електрозахранването	110 – 115V 50/60Hz 10A	208 – 230V 50/60Hz 2.45A
Консумирана електроенергия	510 W	1 150 W
Отделена топлина	1 740 – 3 922 BTU/час	
Размери на генератора	38.0cm x 54.0cm x 40.6cm / 14.9" x 21.2" x 15.9"	
Тегло на генератора	42 kg / 93 lbs	
Ниво на шума	50dB	

Информация за поръчки		
Номер на артикула	65-1555	65-0555
Годишен сервизен кит		08-8372
Стандартен план за поддръжка		09 – 3110
Пълен план за поддръжка		09 - 3010




Stokes

Газовите генератори Пиик Сайънтифик са стандарт за надеждност, удобство и работа в лабораториите по цял свят и идват с 12 месеца гаранция. След този период можете отново да сте уверени, че Вашата инвестиция продължава да бъде защитена от нашето покритие за поддръжка.

Нашите пакети за поддръжка на световно ниво предлагат програма за планирана превантивна поддръжка, като същевременно Ви осигуряват незабавен достъп до световна техническа поддръжка и приоритетен отговор на място при непредвидено събитие.

Долуподписаната Милена Бълок, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:


Милена Пантова Бълок

