

Бланка на ПИИК САЙЪНТИФИК (PEAK SCIENTIFIC)

Дата: 21.06.2017 г.

Да послужи, където е необходимо.

ПИИК САЙЪНТИФИК е утвърден производител на газови генератори за лабораторни и промишлени приложения, в т.ч., но не само, азотни, водородни и нулеви въздушни (Zero-Air) генератори.

Седалището на Пиик Сайънтифик е във Фаунтън Кресънт, Инчинан бизнес парк, Инчинан PA4 9RE, Шотландия, Великобритания.

Настоящото писмо удостоверява, че

Компресорът Precision Air притежава както сушител за въздуха, така и технология за повторно затопляне, за да отстрани излишната влага от въздуха. Капацитетът му е >40LPM.

Точката на оросяване е < -20° C.

Техническа спецификация	Въздушен компресор 110v	Въздушен компресор 230v
Скорост на потока	Подходяща за различни комбинации на Precision	
Максимално налягане	120 psi (8.27 bar)	
Отвори за газа	1x1/4" BSPP	
Работна температура	5°C - 35°C / 41°F - 95°F	
Изисквания към електрозахранването	110 – 115V 50/60Hz 10A	208 – 230V 50/60Hz 2.45A
Консумирана електроенергия	510 W	1 150 W
Отделена топлина	1 740 – 3 922 BTU/час	
Размери на генератора	38.0cm x 54.0cm x 40.6cm / 14.9" x 21.2" x 15.9"	
Тегло на генератора	42 kg / 93 lbs	
Ниво на шума	50dB	

С уважение,

Печат на фирмата

(п.)

Томи Харли

Мениджър „Продажби“ за Източна Европа

Долуподписаната Милена Бълок, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 (една) страница.

Преводач:

Milena Pantova Bullock
Милена Пантова Бълок

